

## Finierer • Finishing Carbide Burs • Instruments à finir

Die mit TDF (Top Definiertes Finieren) markierten Instrumente sind auch diamantiert erhältlich, siehe Seite 1.30.

Instruments marked as TDF (Top Defined Finishing) also available as diamond burs, see page 1.30

Les instruments marqués par TDF (Top Defined Finishing) sont disponibles également en version diamantée, regardez à la page 1.30.

### H132 (699) TDF Serie

konisch, spitz; Sicherheitsspitze  
Taper, pointed with safe end  
Extrémité mousse avec pointe de sécurité




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	008
Länge-Length in mm - longueur	3,0

Shank ISO REF 5  
 FG ■ 500 314 699 071... **H132 - ... -FG 008(8)**  
 ⌚ opt. 160.000 rpm

### H133 (159) TDF Serie

konisch, spitz; Sicherheitsspitze  
Taper, pointed with safe end  
Extrémité mousse avec pointe de sécurité



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010
Länge-Length in mm - longueur	4,2

Shank ISO REF 5  
 FG ■ 500 314 159 071... **H133 - ... -FG 010(8)**  
 FG ■ 500 314 159 041... **H133F - ... -FG 010(16)**  
 ⌚ opt. 160.000 rpm

### H134 (164) TDF Serie

konisch, spitz; Sicherheitsspitze  
Taper, pointed with safe end  
Extrémité mousse avec pointe de sécurité



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	6,0

Shank ISO REF 5  
 FG ■ 500 314 164 071... **H134 - ... -FG 014(8)**  
 FG ■ 500 314 164 041... **H134F - ... -FG 014(16)**  
 FG □ 500 314 164 031... **H134UF - ... -FG 014(30)**  
 ⌚ opt. 160.000 rpm

### H135 (166) TDF Serie

konisch, spitz; Sicherheitsspitze  
Taper, pointed with safe end  
Extrémité mousse avec pointe de sécurité




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	9,0

Shank ISO REF 5  
 FG ■ 500 314 166 071... **H135 - ... -FG 014(8)**  
 FG ■ 500 314 166 041... **H135F - ... -FG 014(16)**  
 FG □ 500 314 166 031... **H135UF - ... -FG 014(30)**  
 ⌚ opt. 160.000 rpm

### H246 (495)

Flamme  
Flame  
Flamme



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	009	010	012
Länge-Length in mm - longueur	3,6	3,6	3,7

Shank ISO REF 5  
 FG ■ 500 314 495 071... **H246 - ... -FG 009(12) 010(12) 012(12)**  
 ⌚ opt. 160.000 rpm

### H246L (496)

Flamme, lang  
Long Flame  
Flamme, longue



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012
Länge-Length in mm - longueur	5,4

Shank ISO REF 5  
 FG ■ 500 314 496 071... **H246L - ... -FG 012(12)**  
 FG □ 500 314 496 031... **H246LUF - ... -FG 012(30)**  
 ⌚ opt. 160.000 rpm

### H282 (288)

Torpedo  
Parallel Bevel  
Torpille




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010	012
Länge-Length in mm - longueur	6,0	6,0

Shank ISO REF 5  
 FG ■ 500 314 288 072... **H282 - ... -FG 010(8)**  
 RA ■ 500 204 288 072... **H282 - ... -RA 010(8) 012(10)**  
 ⌚ opt. FG 160.000 rpm, RA/CA 30.000 rpm

### H282K (297)

Torpedo, konisch  
Curettage  
Torpille conique, Curetage



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - longueur	6,0

Shank ISO REF 5  
 FG ■ 500 314 297 072... **H282K - ... -FG 014(12)**  
 ⌚ opt. 160.000 rpm